

エンジェル・アイII

「モーションセンサー」と「人体感知センサー」の
2つのセンサーが24時間、人の徘徊を感知し
受信端末に音と映像でお知らせします。



介護保険適用レンタル

価格 **1,400** 円/月

- 2つのセンサーを1つの機器にまとめ、よりコンパクトサイズになりました。
- 24時間の感知が可能で、いつでもどこでも大切な家族を見守ります。
- パソコン※1・スマートフォン※2・タブレット端末※3で音と映像を受信することができます。
- オプションにて、リアルタイムの双方向会話が可能になります。

※1)パソコンで受信するには、専用のアプリケーションソフトが必要です。対応するOSやバージョンはお問い合わせください。

※2)対応スマートフォンは、AndroidとiPhoneです。スマートフォンで受信するには、専用のアプリが必要です。

スマートフォン以外の携帯電話は、メールでのお知らせのみ受信可能です。

※3)対応タブレット端末は、Android系タブレットとiPadです。タブレット端末で受信するには、専用のアプリが必要です。

※ AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。

※ iPhoneおよびiPadはApple Inc.の商標です。



製造元

**Com
fort**

株式会社 コンフォート

〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-20-19 新大阪ヒカリビル10F
TEL.06-6326-1739(代) FAX.06-6326-1613

<http://www.comf.co.jp/>

介護モニタリングシステム

検索

販売店

Neo-Firm

株式会社ネオファーム

〒651-1413
兵庫県西宮市北六甲台3丁目10番4号
TEL 078-904-2311 FAX 078-904-2312