

衣服にクリップを取り付け引っ張ると本体から  
マグネットが外れて、行動の始まりを報せます。




1台で、ベッド・車椅子の  
両方でご使用頂けます

### 報知方法により機種を選べます

#### アラーム音で報知するタイプ

#### ナースコールで報知するタイプ

#### 無線器で報知するタイプ



### マグネットクリップセンサー

報知方法	商品名	カタログ番号	価格 (税別)
アラーム	マグネットクリップセンサー AL	CLP-01A	¥15,500
ナースコール	マグネットクリップセンサー NC	CLP-01N	¥24,500
無線器	マグネットクリップセンサー RF	CLP-01R	¥48,500

※ ナースコールアダプタは、施設毎で異なります。ナースコールアダプタ参照表でご確認ください。

製造発売元：

**Neo-firm**

**株式会社ネオファーム**

〒651-1413

兵庫県西宮市北六甲台3丁目10番4号

TEL.078-904-2311 FAX.078-904-2312

E-Mail : info@neo-firm.co.jp

ホームページ : http://www.neo-firm.co.jp

お問い合わせ先：

※ 製品仕様およびデザインは、改良などのため予告なく変更することがあります。  
 ※ 変更により、本カタログに掲載の写真と実際の商品と多少異なる場合がありますのでご了承ください。  
 ※ 本カタログに記載内容および商品価格は平成 27 年 10 月現在のものです。今後経済状況の変動により変わることがありますのでご了承ください。