




徘徊防止対策に

ベッドからの離床、離室、離棟、離館をいち早く察知して徘徊の防止対策にご利用いただけます。



安全と安心の機能

不要コール防止機能 (特許第 6190755 号) (除く FMAT-NC-F10, MAT-NC-F20)

ON/OFF スイッチの入れ忘れ事故を防ぐことができます。

ON/OFF スイッチを切らなくてもセンサーを一時停止でき、終了すれば自動復帰します。

一時停止の時間設定は、スタッフがマットに乗ってから降りるまで間です。

抗菌性と反スリップ性の弾力のあるマット

表面は抗菌処理され、裏面は滑りにくいPVCを使用し、マット自体で軽い衝撃を吸収します。

ケーブル脱落報知機能 (FMAT-NC-F10, MAT-NC-F20 は除く)

センサーケーブル、ナースコールケーブルが外れるとアラーム信号が出て脱落を報せてくれます。

マットセンサーの種類


折り畳み式

FFMT-10 2つ折り



FFMT-20 3つ折り

USBプレーカブルケーブル

取り外しができる構造



FFMT-10
マットセンサー F10




FFMT-20
マットセンサー F20

報知方法により機種を選べます

アラーム音で報知するタイプ (不要コール防止機能搭載)

FMAT-AL-F10




FMAT-AL-F20




ナースコールで報知するタイプ

FMAT-NC-F10




FMAT-NC-F20




ナースコールで報知するタイプ (不要コール防止機能搭載)

FMAT-APR-F10



FMAT-APR-F20



ベッドセンサー

報知方法	商品名	カタログ番号	価格 (税別)
アラーム	マットセンサー AL10	FMAT-AL-F10	¥67,000
アラーム	マットセンサー AL20	FMAT-AL-F20	¥77,000
ナースコール	マットセンサー NF10	FMAT-NC-F10	¥48,000
ナースコール	マットセンサー NF20	FMAT-NC-F20	¥58,000
ナースコール	マットセンサー AF10	FMAT-APR-F10	¥83,500
ナースコール	マットセンサー AF20	FMAT-APR-F20	¥93,500

※1 マットセンサーは、消耗品です。

※2 ナースコールアダプタは、施設毎で異なります。ナースコールアダプタ参照表でご確認ください。

製造発売元：

Neo-firm

株式会社ネオファーム

〒651-1413

兵庫県西宮市北六甲台3丁目10番4号

TEL.078-904-2311 FAX.078-904-2312

E-Mail：info@neo-firm.co.jp

ホームページ：http://www.neo-firm.co.jp

お問い合わせ先：

※ 製品仕様およびデザインは、改良などのため予告なく変更することがあります。

※ 変更により、本カタログに掲載の写真と実際の商品と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※ 本カタログに記載内容および商品価格は平成 27 年 10 月現在のものです。今後経済状況の変動により変わることがありますのでご了承ください。