


鼻腔カニューラ

- ◆ チップは鼻腔内を傷つけ難いようにスーパーソフトに仕上げています
- ◆ 透明、無毒 PVC
- ◆ 耳掛け式タイプ
- ◆ アンチクラッシュチューブ
- ◆ 未滅菌
- ◆ 1個/袋 (個包装)



- ① 装着部
- ② カニューラ
- ③ リング
- ④ コネクタ
- ⑤ 2m チューブ
- ⑥ コネクタ

サイズ	サイズの目安	鼻孔幅サイズ(mm)	
XXS	新生児 (生後 1 か月まで)	6	
XS	幼児 (1 歳まで)	8	
S	小児 (幼稚園まで)	12	
M	大人 (M)	16	
L	大人 (L)	19	

原 材 料 : PVC

承認番号 : 22200BZX00748000

商品名	カタログ番号	入数	単価	価格 (税別)
鼻腔カニューラ XXS	S-015XXS	50	¥280	¥14,000
鼻腔カニューラ XS	S-015XS	50	¥280	¥14,000
鼻腔カニューラ S	S-015S	50	¥280	¥14,000
鼻腔カニューラ M	S-015M	50	¥280	¥14,000
鼻腔カニューラ L	S-015L	50	¥280	¥14,000

販売代理店

Neo-Firm

株式会社ネオファーム

〒651-1413

兵庫県西宮市北六甲台3丁目10番4号

TEL.078-904-2311 FAX.078-904-2312

製造発売元

京中貿易株式会社

お問い合わせ先