



GreenLine FiberOptic Laryngoscopes グリーンライン・ファイバー・オプティック喉頭鏡

リデュースト・フランジ E-MAC型ブレード サン・フレックスECマッキントッシュ型ブレード



リデュースト・フランジ E-MAC型ブレード

イングリッシュ・チャンネル・マッキントッシュ型ブレードの縁を削って、上顎の門歯にあたり難いようになっています。サイズも豊富です。


- 5-5271-02 リデュースト・フランジE-MAC型ブレード サイズ 2 A:100mm B:21mm
 - 5-5271-03 リデュースト・フランジE-MAC型ブレード サイズ 3 A:130mm B:23mm
 - 5-5271-35 リデュースト・フランジE-MAC型ブレード サイズ 3.5 A:144mm B:24mm
 - 5-5271-04 リデュースト・フランジE-MAC型ブレード サイズ 4 A:155mm B:26mm
- 各サイズ 22,000 円



サン・フレックスECマッキントッシュ型ブレード(マッコイ型)

ハンドルに沿うように取り付けられているレバーで、ブレードの先端を曲げる動きをコントロールできます。

- 5-5282-03 サン・フレックスECマッキントッシュ型ブレード サイズ 3 A:132mm B:23mm
 - 5-5282-04 サン・フレックスECマッキントッシュ型ブレード サイズ 4 A:155mm B:26mm
- 各サイズ 80,000 円



製造販売届出番号 13B1X00118SUN001

製造元 米国

製造販売業者

株式会社 エム・ピー・アイ

お問い合わせ先

Neo-Firm 株式会社ネオファーム

〒651-1413

兵庫県西宮市北六甲台3丁目10番4号

TEL 078-904-2311 FAX 078-904-2312

