


### 転倒・転落防止対策に

ベッドから起き上がって、ベッドパッドセンサーが圧（体重）を感じ無くなると反応します。



### 安全と安心の機能

#### 不要コール防止機能（特許第 6190755 号）

ON/OFF スイッチの入れ忘れ事故を防ぐことができます。

ON/OFF スイッチを切らなくてもセンサーを一時停止でき、終了すれば自動復帰します。

一時停止の時間設定は、利用者がセンサーから離れてから次にセンサーの上に乗るまでの間です。

#### 反応遅延時間

0 秒、2 秒、15 分

#### ケーブル脱落報知機能

センサーケーブル、ナースコールケーブルが外れるとアラーム信号が出て脱落を報せてくれます。

### パッドセンサーの種類と設置




**BPLM-01**  
ベッドパッドセンサー S




**BPLB-01**  
ベッドパッドセンサー W

#### パッドセンサーの設置例



**ベッドパッドセンサー S**  
肩やお尻で圧の掛かり易い場所に設置



**ベッドパッドセンサー W**  
肩とお尻の全体が掛かるい場所に設置

# 報知方法により機種を選べます

## アラーム音で報知するタイプ (不要コール防止機能搭載)



## ナースコールで報知するタイプ (不要コール防止機能搭載)



## 無線器で報知するタイプ (不要コール防止機能搭載)



### ベッドセンサー

報知方法	商品名	カタログ番号	価格 (税別)
アラーム	ベッドセンサー STD AL	<b>BSS-A</b>	¥46,000
アラーム	ベッドセンサー WIDE AL	<b>BSW-A</b>	¥47,000
ナースコール	ベッドセンサー STD NC	<b>BSS-N</b>	¥55,500
ナースコール	ベッドセンサー WIDE NC	<b>BSW-N</b>	¥56,500
無線器	ベッドセンサー STD RF	<b>BSS-R</b>	¥72,500
無線器	ベッドセンサー WIDE RF	<b>BSW-R</b>	¥73,500

※<sup>1</sup> ベッドパッドセンサーは、消耗品です。

※<sup>2</sup> ナースコールアダプタは、施設毎で異なります。ナースコールアダプタ参照表でご確認ください。

製造発売元：

**Neo-firm**

**株式会社ネオファーム**

〒651-1413

兵庫県西宮市北六甲台3丁目10番4号

TEL.078-904-2311 FAX.078-904-2312

E-Mail : info@neo-firm.co.jp

ホームページ : http://www.neo-firm.co.jp

お問い合わせ先：

※ 製品仕様およびデザインは、改良などのため予告なく変更することがあります。

※ 変更により、本カタログに掲載の写真と実際の商品と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※ 本カタログに記載内容および商品価格は平成 27 年 10 月現在のものです。今後経済状況の変動により変わることがありますのでご了承ください。