


**Neo-Firm**

# コードレス マットセンサー

徘徊、転倒転落防止のお手伝いをします



## マットセンサーの全体図



## 特徴

- ❖ マットは折り畳み式で収納に場所を取りません。
- ❖ マットを踏み込んだ時反応し易くなっています。
- ❖ 素材は抗菌性及び反スリップ性の仕上げになっています。

## 製品構成



カタログ番号	CMAT-NC-F10	CMAT-NC-F20
商品名	コードレスマットセンサー NF10	コードレスマットセンサー NF20
構成	コードレスマットセンサー※、送・受信器、ナースコールアダプタ	
材質	PVC および PET	
サイズ (長さ×幅×厚さ)	60cm×90cm×4mm	60cm×120cm×4mm
折り畳み	二つ折り	三つ折り
重量	2Kg	3Kg
作動重量	20-200Kg	20-200Kg
インピーダンス ON 時	<20Ω	
インピーダンス OFF 時	>1MΩ	
価格 (税別)	¥75,000	¥85,000

※ コードレスマットセンサーは消耗品です。

※ 製品仕様およびデザインは、改良などのため予告なく変更することがあります。

※ 変更により、本カタログに掲載の写真と実際の商品と多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

※ 本カタログに記載内容および商品価格は平成 29 年 2 月現在のものです。今後経済状況の変動により変わることがありますので、予めご了承ください。

製造発売元：

**Neo-Firm** 株式会社ネオファーム  
〒651-1413  
兵庫県西宮市北六甲台3丁目10番4号  
TEL.078-904-2311 FAX.078-904-2312

お問い合わせ先