




徘徊防止対策に

ベッドからの離床、離室、離棟、離館をいち早く察知して徘徊の防止対策にご利用いただけます。



抗菌性と反スリップ性の弾力のあるマット

表面は抗菌処理され、裏面は滑りにくいPVCを使用し、マット自体で軽い衝撃を吸収します。


マットセンサーと受信器

折り畳み式


- CFMT-10 2つ折り
- CMMT-20 3つ折り



送信器収納ポケット
送信器が収納



CFMT-10
コードレスマットセンサー F10



CFMT-20
コードレスマットセンサー F20



卓上受信器




携帯受信器

受信方法により機種を選べます

卓上受信器に報知するタイプ

CMAT-PT-F10



電波到達距離
40m（見通）

コードレス
マットセンサー F10 ※



卓上受信器

CMAT-PT-F20



コードレス
マットセンサー F20 ※



卓上受信器


携帯受信器で報知するタイプ

CMAT-PK-F10



電波到達距離
30m（見通）

コードレス
マットセンサー F10 ※




携帯受信器

CMAT-PK-F20



コードレス
マットセンサー F20 ※



携帯受信器

発信器仕様

項目	卓上受信器	携帯受信器
電源	AC100V	ニッケル水素充電電池 電圧 2.4V
質量	420g	100g
センサー登録台数	登録 30 台 表示 4 台	99 台
受信確認	アラーム音（4 種類）・ランプ	ナンバー表示・アラーム音・振動
受信可能距離	見通して 約 40m	見通して 約 30m

コードレスマットセンサー R

報知方法	商品名	カタログ番号	価格（税別）
無線器	コードレスマットセンサー PTF10	CMAT-PT-F10	¥79,000
無線器	コードレスマットセンサー PKF10	CMAT-PK-F10	¥89,000
無線器	コードレスマットセンサー PTF20	CMAT-PT-F20	¥89,000
無線器	コードレスマットセンサー PKF20	CMAT-PK-F20	¥99,000

※ マットセンサーは、消耗品です。

製造発売元：

Neo-firm

株式会社ネオファーム

〒651-1413

兵庫県西宮市北六甲台3丁目10番4号

TEL.078-904-2311 FAX.078-904-2312

E-Mail：info@neo-firm.co.jp

ホームページ：http://www.neo-firm.co.jp

お問い合わせ先：

※ 製品仕様およびデザインは、改良などのため予告なく変更することがあります。

※ 変更により、本カタログに掲載の写真と実際の商品と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※ 本カタログに記載内容および商品価格は平成 27 年 10 月現在のものです。今後経済状況の変動により変わることがありますのでご了承ください。