


転倒・転落・徘徊防止対策に





人体から出る赤外線を温度変化として感知するセンサーです。




感知範囲はイメージで、実際には不可視です

感知範囲


水平、垂直方向に約 15° の範囲で感知します。



設置例 検知したいタイミングで設置することができます。



アラームとナースコールで報知



仕様

赤外線センサー		ナースコール接続受信器	
電源	DC4.5V 単4 アルカリ電池3本	電源	DC4.5V 単3 アルカリ電池3本
検知距離	5m~8m	電波受信可能距離	屋内見通し最大 100m
電波到達距離	屋内見通し最大 100m	ID 登録方式	256ch
検知動体速度	0.3m/秒~1.5m/秒	音量	50~75dB/1m
検知エリア	上下 15°、左右 15°	音質	16 種類
連続検知間隔	8 秒間隔	出力	アラーム、LED、ナースコール
電池寿命	約 1 年 (10 回/1 日、20°C時)		
ウォームアップ	電源 ON、30 秒後スタート		
設置方法	固定ホルダーによる固定		

コードレスビームセンサー			
報知方法	商品名	カタログ番号	価格 (税別)
アラーム+ナースコール	コードレス赤外線センサー R3	PIR3000	¥65,000
※ ナースコールアダプタは、施設毎で異なります。ナースコールアダプタ参照表でご確認ください。			

製造発売元：

Neo-Firm
株式会社ネオファーム

〒651-1413
兵庫県西宮市北六甲台3丁目10番4号
TEL.078-904-2311 FAX.078-904-2312
E-Mail : info@neo-firm.co.jp
ホームページ : http://www.neo-firm.co.jp

お問い合わせ先：

※ 製品仕様およびデザインは、改良などのため予告なく変更することがあります。
※ 変更により、本カタログに掲載の写真と実際の商品と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
※ 本カタログに記載内容および商品価格は平成 29 年 5 月現在のものです。今後経済状況の変動により変わることがありますのでご了承ください。