



車椅子からの立ち上がり

パッドセンサータイプ

- 車椅子から立ち上がるとアラームで報せれます。
- パッドセンサーはケーブル付とコードレスの二つのタイプがあります。

シートベルトタイプ

- シートベルトを外すとアラームで報せれます。

報知方法

- アラーム音と無線器やナースコールに報知することができます。

アラーム音で報知

CSP-01, CSP-02



CSB-03, CSB-04



CCSP-01



無線器に報知



+



ナースコールに接続 ※

車椅子センサー

報知方法	商品名	カタログ番号	価格 (税別)
アラーム	車椅子パッドセンサー EC	CSP-01	¥34,000
アラーム	車椅子パッドセンサー HG	CSP-02	¥37,000
アラーム	車椅子ベルトセンサー EC	CSB-03	¥47,000
アラーム	車椅子ベルトセンサー HG	CSB-04	¥50,000
アラーム	コードレス車椅子パッドセンサー	CCSP-01	¥62,000
アラーム+無線器	車椅子パッドセンサー EC RF	CSP-01R	¥61,000
アラーム+無線器	車椅子パッドセンサー HG RF	CSP-02R	¥64,000
アラーム+無線器	車椅子ベルトセンサー EC RF	CSB-03R	¥74,000
アラーム+無線器	車椅子ベルトセンサー HG RF	CSB-04R	¥77,000
アラーム+無線器	コードレス車椅子パッドセンサー RF	CCSP-01R	¥89,000

※ ナースコール接続は、施設毎にナースコールの機種が異なりますので、価格はお問い合わせください。

製造発売元：

Neo-firm

株式会社ネオファーム

〒651-1413

兵庫県西宮市北六甲台3丁目10番4号

TEL.078-904-2311 FAX.078-904-2312

E-Mail : info@neo-firm.co.jp

ホームページ : http://www.neo-firm.co.jp

お問い合わせ先：

※ 製品仕様およびデザインは、改良などのため予告なく変更することがあります。

※ 変更により、本カタログに掲載の写実と実際の商品と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※ 本カタログに記載内容および商品価格は平成 27 年 10 月現在のものです。今後経済状況の変動により変わることがありますのでご了承ください。