



# スタイレット

【ディスポーザブル】

- ◆ 感染防止を目的とした気管内挿管チューブのスタイレットです
- ◆ アルミニウム芯にプラスチックカバーを施し滑らかな表面に仕上げています
- ◆ ラテックスフリー
- ◆ EOG 滅菌／単回使用
- ◆ 1 個／袋（個包装）



スタイレットと挿管チューブのサイズ対応表

スタイレット		有効長	挿管チューブ
サイズ	Fr サイズ	アダプタ無	ID (mm)
XS	6Fr	200	2.5~3.5
S	10Fr	280	4.0~6.0
M	12Fr	310	6.5~8.0
L	14Fr	350	7.0以上

材質：アルミニウム、ポリ塩化ビニル

届出番号：26B1X10007000020

商品名	カタログ番号	入数	単価	価格（税別）
スタイレット XS アダプタ無	Ki-001XS-0	20	¥360	¥7,200
スタイレット S アダプタ無	Ki-001S-0	20	¥360	¥7,200
スタイレット M アダプタ無	Ki-001M-0	20	¥360	¥7,200
スタイレット L アダプタ無	Ki-001L-0	20	¥360	¥7,200

販売代理店

**Neo-Firm**

**株式会社ネオファーム**

〒651-1413

兵庫県西宮市北六甲台3丁目10番4号

TEL.078-904-2311 FAX.078-904-2312

製造発売元

京中貿易株式会社

お問い合わせ先