


抑制帯カタログ 抽剥袋メタロイ



Neo-Firm

 **BioMatrix**
Prodotti Medicali

バイオマトリックス セーフティーベルト Heavy Duty Line



バイオマトリックス社のセーフティーベルト Heavy Duty Line は、難燃ポリエステル **トレビラ CS (Trevira CS)** で製造されています。



トレビラ CS (Trevira CS)とは、ドイツ・ヘキスト社が開発した**難燃ポリエステル糸**のことです。

ポリエステル繊維は素材そのものが**耐久性に優れ、洗濯後の乾燥が早い**のが特徴です。また、水洗い、ドライクリーニングを行っても、**防炎性能を維持**することができ、**安全性が極めて高く**加熱時に有害ガスの発生や発煙もほとんどありません。一般の生活領域でもよく使用されている繊維です。

安全なご使用のために

- 📖 正しいサイズを選択してください。
- 📖 拘束された患者を定期的に観察してください。
- 📖 腹部ベルトの寝返り調整用サイドベルトは必ず固定してください。
- 📖 注意事項を確認してご使用ください。

ペースメーカーを植込まれている患者に使用する場合

- 📖 マグネットキー (MG キー) は 15cm 以上離してください。

使用前にシステムのすべてをチェックしてください

- 📖 破損したシステムを使用することは、事故につながり患者に身体的損傷を与える可能性があります。
- 📖 マグネットロックとキーの機能を確認してください。
- 📖 マグネットロックは液体との接触は避けてください。濡れると正しく機能しません。

洗濯について

- 📖 すべての製品は、95℃以下で洗濯可能です。
- 📖 塩素系漂白は不可です。
- 📖 アイロンかけは 120℃以下で可能です。
- 📖 ドライクリーニングは禁止です。
- 📖 乾燥機で乾燥させる場合は低温で行ってください。
- 📖 洗濯する前に、すべての固定ボタンを外してください。
- 📖 汚れた固定ボタンは、濡れた布で拭いてください。
この時、ピン穴に液体を浸さないでください。誤動作の原因となります。



バイオマトリックス セーフティーベルト


Heavy Duty Line



バイオマトリックス社のセーフティーベルト Heavy Duty Line には、固定方法が従来の標準タイプと、迅速に固定が可能なラピッドタイプの二種類からお選び頂けます。標準タイプとラピッドタイプの混合の組み合わせも可能です。

	標準タイプ	ラピッドタイプ
特徴	従来の取り付け方法 コストが安価です	ベッドに固定するベースのベルトと 人に取り付ける部分を一体化して いるので迅速に固定できます
取付部位		
腹部 腹部のラピッドタイプはございません カタログ番号 標準タイプ: CTHDL200 ラピッドタイプ: 該当なし		
肩・胸 ラピッドタイプは胸の固定が可能です カタログ番号 標準タイプ: CTHD208 ラピッドタイプ: CTHDL203		
手首 カタログ番号 標準タイプ: CTHDL208 ラピッドタイプ: CTHDL207		
足首 カタログ番号 標準タイプ: CTHDL206 ラピッドタイプ: CTHDL205		
大腿 腹部のラピッドタイプはございません カタログ番号 標準タイプ: 該当なし ラピッドタイプ: CTHDL204		

腹部ベルト スタンダード CTHDL200



- ❖ 腹部ベルトの標準品です。
- ❖ 寝返り範囲の調整用サイドベルトが付いています。




CTHDW200
MG ボタン 3 個



CTHDW201
MG キー 2 個

カタログ番号	サイズ	胸回りサイズ	カラー	セット	価格(税別)
CTHDL200S	S	50 - 75 cm	ネイビー	1	¥39,000
CTHDL200M	M	70 - 110 cm	グリーン	1	¥40,000
CTHDL200L	L	105 - 145 cm	グレー	1	¥41,000
CTHDL200XL	XL	120 - 162 cm	ライトブルー	1	¥42,000

腹部ベルト スタンダードプラス CTHDL201



- ❖ 腹部ベルトに股間用のベルトが付いており、すり抜けを防止します。
- ❖ 寝返り範囲の調整用サイドベルトが付いています。




CTHDW200
MG ボタン 3 個



CTHDW201
MG キー 2 個

カタログ番号	サイズ	胸回りサイズ	カラー	セット	価格(税別)
CTHDL201S	S	50 - 75 cm	ネイビー	1	¥62,000
CTHDL201M	M	70 - 110 cm	グリーン	1	¥64,000
CTHDL201L	L	105 - 145 cm	グレー	1	¥70,000
CTHDL201XL	XL	120 - 162 cm	ライトブルー	1	¥75,000

腹部ベルト パッド付 CTHDL202



- ❖ 腹部ベルト スタンダード(CTHDL200)にパッドが付いています。




CTHDW200
MG ボタン 3 個



CTHDW201
MG キー 2 個

カタログ番号	サイズ	胸回りサイズ	カラー	セット	価格(税別)
CTHDL202S	S	50 - 75 cm	ネイビー	1	¥56,000
CTHDL202M	M	70 - 110 cm	グリーン	1	¥57,000
CTHDL202L	L	105 - 145 cm	グレー	1	¥58,000
CTHDL202XL	XL	120 - 162 cm	ライトブルー	1	¥61,000

胸ベルト スタンダード CTHD208




- ❖ 身体が上部に移動することを防ぎます。
- ❖ 単体では使用できません。
腹部ベルト(CTHDL200/CTHDL202)と併用してください。



CTHDW200
MG ボタン 2 個

カタログ番号	サイズ	カラー	セット	価格(税別)
CTHD208	フリー	ネイビー	1	¥15,000

肩・胸ベルト ラピッド CTHDL203



- ❖ 上半身を素早く固定できます。
- ❖ 肩補助ベルト(CTHD210)を取り付けて起き上がりを防ぐことができます。
- ❖ 腹部ベルト(CTHDL200/CTHDL202)と組合せ可能です。



CTHDW200
MG ボタン 5 個



CTHDW201
MG キー 1 個

カタログ番号	サイズ	胸回りサイズ	カラー	セット	価格(税別)
CTHDL203S	S	64 - 104 cm	ネイビー	1	¥47,000
CTHDL203M	M	75 - 114 cm	グリーン	1	¥49,000
CTHDL203L	L	85 - 124 cm	グレー	1	¥53,000
CTHDL203XL	XL	109 - 146 cm	ライトブルー	1	¥59,000

肩パッド CTHD209



- ❖ 肩の擦り傷等を予防します。
- ❖ 単体では使用できません。
胸/肩・胸ベルト(CTHD208/CTHDL203)と併用してください。

カタログ番号	サイズ	カラー	入数	価格(税別)
CTHD209	フリー	ネイビー	2/箱	¥7,000

肩補助ベルト CTHD210



- ❖ 上半身の起き上がりを防ぎます。
- ❖ 単体では使用できません。
胸/肩・胸ベルト(CTHD208/CTHDL203)と併用してください。

カタログ番号	サイズ	カラー	セット	価格(税別)
CTHD210	フリー		1	¥15,000

手首ベルト スタンダード CTHDL208



- ❖ 手首ベルトの標準品です。
- ❖ パッドが手首を保護します。
- ❖ 腹部ベルト(CTHDL200/CTHDL202)と併用してください。




CTHDW200
MG ボタン 4 個



CTHDW201
MG キー 1 個

カタログ番号	サイズ	胸回りサイズ	カラー	セット	価格(税別)
CTHDL208S	S	8 - 18 cm	ネイビー	1	¥17,000
CTHDL208M	M	12 - 22 cm	グリーン	1	¥18,000
CTHDL208L	L	17 - 27 cm	グレー	1	¥19,000
CTHDL208XL	XL	23 - 34 cm	ライトブルー	1	¥20,000

手首ベルト ラピッド CTHDL207



- ❖ 手首ベルトとベースベルトが一体化しており、迅速に固定できます。
パッドが手首を保護します。





CTHDW200
MG ボタン 4 個



CTHDW201
MG キー 1 個

カタログ番号	サイズ	手首回りサイズ	カラー	セット	価格(税別)
CTHDL207S	S	8 - 18 cm	ネイビー	1	¥31,000
CTHDL207M	M	12 - 22 cm	グリーン	1	¥33,000
CTHDL207L	L	17 - 27 cm	グレー	1	¥36,000
CTHDL207XL	XL	23 - 34 cm	ライトブルー	1	¥39,000

手首ベルト 可動タイプ BCF4201



- ❖ 手首を腹部と一体化したベルトです。
- ❖ 手首ベルトは腹部ベルトに添って動かすことができます。
- ❖ ベルトはベッドに固定していません。





CTHDW200
MG ボタン 4 個



CTHDW201
MG キー 1 個

カタログ番号	サイズ	手首回りサイズ	カラー	セット	価格(税別)
BCF4201M	M	12 - 22 cm	グリーン	1	¥22,000
BCF4201L	L	17 - 27 cm	グレー	1	¥23,000
BCF4201XL	XL	23 - 34 cm	ライトブルー	1	¥28,000

足首ベルト スタンダード CTHDL206



- ❖ 足首ベルトの標準品です。
- ❖ パッドが足首を保護します。




CTHDW200
MG ボタン 4 個



CTHDW201
MG キー 1 個

カタログ番号	サイズ	足首回りサイズ	カラー	セット	価格(税別)
CTHDL206S	S	11 - 22 cm	ネイビー	1	¥22,000
CTHDL206M	M	19 - 28 cm	グリーン	1	¥24,000
CTHDL206L	L	25 - 35 cm	グレー	1	¥27,000
CTHDL206XL	XL	31 - 43 cm	ライトブルー	1	¥29,000

足首ベルト ラピッド CTHDL205



- ❖ 足首ベルトとベースベルトが一体化しており、迅速に固定できます。
- ❖ パッドが足首を保護します。




CTHDW200
MG ボタン 4 個



CTHDW201
MG キー 1 個

カタログ番号	サイズ	足首回りサイズ	カラー	セット	価格(税別)
CTHDL205S	S	11 - 22 cm	ネイビー	1	¥33,000
CTHDL205M	M	19 - 28 cm	グリーン	1	¥33,000
CTHDL205L	L	25 - 35 cm	グレー	1	¥36,000
CTHDL205XL	XL	31 - 43 cm	ライトブルー	1	¥38,000

足首ベルト 面ファスナー仕様 BCF4350



❖ 足首ベルトを面ファスナーで固定します。

カタログ番号	サイズ	カラー	セット	価格(税別)
CTHDC208V	フリー	グリーン	1	¥21,000

大腿ベルト ラピッド CTHDL205



❖ 大腿ベルトとベースベルトが一体化しており、迅速に固定できます。



CTHDW200
MG ボタン 2個



CTHDW201
MG キー 1個

カタログ番号	サイズ	大腿回りサイズ	カラー	セット	価格(税別)
CTHDL204S	S	35 - 62 cm	ネイビー	1	¥31,000
CTHDL204M	M	36 - 72 cm	グリーン	1	¥33,000
CTHDL204L	L	49 - 82 cm	グレー	1	¥34,000
CTHDL204XL	XL	52 - 92 cm	ライトブルー	1	¥40,000

固定ボタン

	品名	カタログ番号	入数	価格(税別)
	MG ボタン	CTHDW200	1	¥3,000
	MG キー	CTHDW201	1	¥2,000
	トラストボタン	BCF4401	1	¥4,000
	トラストキー	BCF4501	1	¥2,500

バイオマトリックス セーフティーベルト Heavy Duty Line ホールボディ



全身ベルト スタンダード CTHDLS200



CTHDL200
S-M-L-XL
腹部



CTHD208
S-M-L-XL
胸



CTHDL208
S-M-L-XL
手首



CTHDL206
S-M-L-XL
足首

カタログ番号	サイズ	カラー	セット	価格(税別)
CTHDLS200S	S	ネイビー	1	¥92,000
CTHDLS200M	M	グリーン	1	¥97,000
CTHDLS200L	L	グレー	1	¥102,000
CTHDLS200XL	XL	ライトブルー	1	¥107,000



CTHDW200 MG ボタン 15 個
CTHDW201 MG キー 4 個

※ 赤色のカタログ番号がラピッドタイプです

全身ベルト ラピッド I CTHDLS201



CTHDL200
S-M-L-XL
腹部



CTHD208
S-M-L-XL
胸



CTHDL208
S-M-L-XL
手首



CTHDL205
S-M-L-XL
足首

カタログ番号	サイズ	カラー	セット	価格(税別)
CTHDLS201S	S	ネイビー	1	¥103,000
CTHDLS201M	M	グリーン	1	¥105,000
CTHDLS201L	L	グレー	1	¥111,000
CTHDLS201XL	XL	ライトブルー	1	¥115,000



CTHDW200 MG ボタン 15 個
CTHDW201 MG キー 4 個

全身ベルト ラピッド II CTHDLS202




CTHDL200
S-M-L-XL
腹部



CTHDL203
S-M-L-XL
肩・胸



CTHDL208
S-M-L-XL
手首



CTHDL205
S-M-L-XL
足首

カタログ番号	サイズ	カラー	セット	価格(税別)
CTHDLS202S	S	ネイビー	1	¥135,000
CTHDLS202M	M	グリーン	1	¥140,000
CTHDLS202L	L	グレー	1	¥150,000
CTHDLS202XL	XL	ライトブルー	1	¥160,000



CTHDW200 MG ボタン 16 個
CTHDW201 MG キー 5 個

全身ベルト ラピッド III CTHDLS203




CTHDL200
S-M-L-XL
腹部



CTHDL203
S-M-L-XL
肩・胸



CTHDL208
S-M-L-XL
手首



CTHDL205
S-M-L-XL
足首



CTHDL205
S-M-L-XL
大腿

カタログ番号	サイズ	カラー	セット	価格(税別)
CTHDLS203S	S	ネイビー	1	¥167,000
CTHDLS203M	M	グリーン	1	¥173,000
CTHDLS203L	L	グレー	1	¥184,000
CTHDLS203XL	XL	ライトブルー	1	¥200,000



CTHDW200 MG ボタン 18 個
CTHDW201 MG キー 6 個


全身ベルト ラピッド IV CTHDLS204




CTHDL200
S-M-L-XL
腹部



CTHDL203
S-M-L-XL
肩・胸



CTHDL207
S-M-L-XL
手首



CTHDL205
S-M-L-XL
足首

カタログ番号	サイズ	カラー	セット	価格(税別)
CTHDLS204S	S	ネイビー	1	¥150,000
CTHDLS204M	M	グリーン	1	¥155,000
CTHDLS204L	L	グレー	1	¥165,000
CTHDLS204XL	XL	ライトブルー	1	¥178,000



CTHDW200 MG ボタン 16 個
CTHDW201 MG キー 5 個


全身ベルト ラピッド V CTHDLS205




CTHDL200
S-M-L-XL
腹部



CTHDL203
S-M-L-XL
肩・胸



CTHDL207
S-M-L-XL
手首



CTHDL205
S-M-L-XL
足首



CTHDL205
S-M-L-XL
大腿

カタログ番号	サイズ	カラー	セット	価格(税別)
CTHDLS205S	S	ネイビー	1	¥181,000
CTHDLS205M	M	グリーン	1	¥189,000
CTHDLS205L	L	グレー	1	¥200,000
CTHDLS205XL	XL	ライトブルー	1	¥218,000



CTHDW200 MG ボタン 18 個
CTHDW201 MG キー 6 個

KOMBIFIX (コンビフィックス)

胸部、腹部、股間の三ヶ所を包むように固定します。

- ❖ ベルトから抜け出してベッドから滑り落ちることや自傷行為を予防します。
- ❖ 座位までは姿勢を起こすことができます。
- ❖ 本製品は全てパッド加工されており、肩ベルトと肩用補助ベルトを追加することができます。



KOMBIFIX



カタログ番号	サイズ	カラー	セット	価格(税別)
CTKF200S	S	ネイビー	1	¥205,000
CTKF200M	M	グリーン	1	¥214,000
CTKF200L	L	グレー	1	¥222,000
CTKF200XL	XL	ライトブルー	1	¥231,000



CTHDW200
MG ボタン 9個




CTHDW201
MG キー 1個

バイオマトリックス セーフティーベルト Heavy Duty Line セディア



車椅子腹部ベルト CTHDC200



カタログ番号	サイズ	カラー	セット	価格(税別)
CTHDC200S	S	ネイビー	1	¥44,000
CTHDC200M	M	グリーン	1	¥47,000
CTHDC200L	L	グレー	1	¥48,000
CTHDC200XL	XL	ライトブルー	1	¥51,000




CTHDW200
MG ボタン 2 個



CTHDW201
MG キー 1 個

- ❖ 車椅子または介護椅子でも使用できます。
- ❖ 背もたれ部分と患者の腹部を固定します。サイズは腹部のベルトと同じです。

車椅子腹部・股間ベルト CTHDC201



カタログ番号	サイズ	カラー	セット	価格(税別)
CTHDC201S	S	ネイビー	1	¥52,000
CTHDC201M	M	グリーン	1	¥52,000
CTHDC201L	L	グレー	1	¥54,000
CTHDC201XL	XL	ライトブルー	1	¥58,000




CTHDW200
MG ボタン 2 個



CTHDW201
MG キー 1 個

- ❖ BCF4010 に股間ベルトを加えたものです。
- ❖ ベルトが股間をしっかり保持することで、椅子からの滑り落ちを予防します。

車椅子マルチベルト CTHDC203



カタログ番号	サイズ	カラー	セット	価格(税別)
CTHDC203S	S	ネイビー	1	¥21,000
CTHDC203M	M	グリーン	1	¥23,000
CTHDC203L	L	グレー	1	¥26,000
CTHDC203XL	XL	ライトブルー	1	¥29,000



CTHDW200
MG ボタン 1 個



CTHDW201
MG キー 1 個

- ❖ 車椅子の移動時や身体を支えるのに使うことができます。


車椅子マルチベルト 面ファスナー仕様 CTHDC204



カタログ番号	サイズ	カラー	セット	価格(税別)
CTHDC204S	S	ネイビー	1	¥19,000
CTHDC204M	M	グリーン	1	¥23,000
CTHDC204L	L	グレー	1	¥28,000
CTHDC204XL	XL	ライトブルー	1	¥29,000

- ❖ BCF4040 の面ファスナー固定タイプです。

車椅子肩ベルト CTHDC202




カタログ番号	サイズ	カラー	セット	価格(税別)
CTHDC202 (肩ベルトのみ)	フリー		1	¥18,000



CTHDW200
MG ボタン 2 個

- ❖ この製品は、単体では使用できません。
- ❖ CTHDC200/CTHDC201 と併用してください。

車椅子手首ベルト CTHDC206C



カタログ番号	サイズ	カラー	セット	価格(税別)
CTHDC206C			1	¥26,000




CTHDW200
MG ボタン 2 個



CTHDW201
MG キー 1 個

- ❖ 車椅子のアームレストに手首を固定します。
- ❖ マグネットボタンで固定します。

車椅子手首ベルト 面ファスナー仕様 CTHDC206V



カタログ番号	サイズ	カラー	入数	価格(税別)
CTHDC206V			2/箱	¥11,000

- ❖ 車椅子のアームレストに手首を固定します。
- ❖ 面ファスナーで固定します。

車椅子足首ベルト 面ファスナー仕様 CTHDC205



カタログ番号	サイズ	カラー	入数	価格(税別)
CTHDC205			1	¥19,000

- ❖ 車椅子のフレームに足首を固定します。
- ❖ 面ファスナーで固定します。

バイオマトリックス セーフティーベルト

Basic Line



骨盤サポートベルト（車椅子・ベッド共用） CTBL205



カタログ番号	サイズ	材質	入数	価格(税別)
CTBL205	ベルト:腹部 19.5cm 鼠径部 11.5cm ストラップ:4×177m×2	本体:白ポリエステル ストラップ:綿 リング:メタル	1	¥18,000

- ❖ ずり落ち防止にベッド、車椅子(椅子)で使用できます。
- ❖ 固定は綿のストラップで行います。
- ❖ 石鹼での洗濯は可能です。温水 30°C。乾燥機は不可。

車椅子骨盤サポートベルト CTBL203



カタログ番号	サイズ	材質	入数	価格(税別)
CTBL203	ベルト:腹部 19.5cm 鼠径部 14cm ストラップ:4×140cm×2	外部:PVC ストラップ:ホリフロピエン	1	¥10,000

- ❖ ずり落ち防止にベッド、車椅子(椅子)で使用できます。
- ❖ 固定は強い調節可能なプラスチックバックル付ストラップで行います。
- ❖ 石鹼での洗濯は可能です。温水 40°C。塩素系漂白剤不可。低温乾燥機は可。

車椅子骨盤サポートベルト CTBL204



カタログ番号	サイズ	材質	入数	価格(税別)
CTBL204	ベルト:腹部 19.5cm 鼠径部 14cm ストラップ:4×140cm×2	外部:PVC ストラップ:ホリフロピエン	1	¥21,000

- ❖ ずり落ち防止にベッド、車椅子(椅子)で使用できます。
- ❖ 固定は強い調節可能なプラスチックバックル付ストラップで行います。
- ❖ 石鹼での洗濯は可能です。温水 40°C。塩素系漂白剤不可。低温乾燥機は可。

車椅子腹部サポートベルト CTBL200



カタログ番号	サイズ	材質	入数	価格(税別)
CTBL200	ベルト:腹部 13.5×45cm ストラップ:腹部 5×80cm×2	内部:PVC 外部:ナイロン ストラップ:ホリフロピエン	1	¥4,500

- ❖ ずり落ち防止にベッド、車椅子(椅子)で使用できます。
- ❖ 固定は強い調節可能なプラスチックバックル付ストラップで行います。
- ❖ 石鹼での洗濯は可能です。温水 40°C。塩素系漂白剤不可。乾燥機は不可。

車椅子腹部・肩サポートベルト CTBL201



カタログ番号	サイズ	材質	入数	価格(税別)
CTBL201	ベルト:腹部 11.5×55cm ストラップ:腹 5×80cm×2 肩 5×100cm×2	内部:PVC 外部:ナイロン ストラップ:ホリフロピエン	1	¥6,000

- ❖ ずり落ち防止にベッド、車椅子(椅子)で使用できます。
- ❖ 固定は強い調節可能なプラスチックバックル付ストラップで行います。
- ❖ 石鹼での洗濯は可能です。温水 40°C。塩素系漂白剤不可。乾燥機は不可。


車椅子下肢サポートベルト CTBL202



カタログ番号	サイズ	材質	入数	価格(税別)
CTBL202	ベルト:大腿 8.5×51cm×2 ストラップ:4cm×142cm×2	内部:PVC 外部:ナイロン ストラップ:ホリフロピエン	1	¥5,500


- ❖ ずり落ち防止にベッド、車椅子(椅子)で使用できます。
- ❖ 固定は強い調節可能なひもで行います。
- ❖ 石鹼での洗濯は可能です。温水 40°C。塩素系漂白剤不可。乾燥機は不可。

腹部ベルト スタンダード (ベッド・車椅子共用) CTBL206S



カタログ番号	サイズ	材質	入数	価格(税別)
CTBL206S	パッド部:17×126cm ストラップ:170cm×2	パッド:ホリアミドフォーム リング:ナイロン ストラップ:綿	1	¥4,000
<ul style="list-style-type: none"> ❖ 身体の固定にベッド、車椅子(椅子)で使用できます。 ❖ 通気性の良いパッド付ベルトです。 ❖ 洗濯可能です。水温 40～60℃ 				

腹部ベルト エクストラ (ベッド・車椅子共用) CTBL206E



カタログ番号	サイズ	材質	入数	価格(税別)
CTBL206E	パッド部:17×120cm ストラップ:170cm×2	パッド:ホリアミドフォーム リング:ナイロン ストラップ:綿	1	¥4,500
<ul style="list-style-type: none"> ❖ 身体の固定にベッド、車椅子(椅子)で使用できます。 ❖ 通気性の良いパッド付ベルトです。 ❖ 洗濯可能です。水温 40～60℃ 				

バイオマトリックス セーフティーベルト

Basic Line



手首・足首ホルダー CTBL209



カタログ番号	サイズ	材質	入数	価格(税別)
CTBL209	パッド部 10cm×29cm ストラップ 105cm×2	表側:ポリエステル 内側:フォーム リング:スチール ストラップ:ポリプロピレン	2/箱	¥3,000

❖ ベッド、車椅子(椅子)で使用できます。

ミトン ハードラバー入り マグネットボタン仕様 CTHD207R



カタログ番号	サイズ	材質	入数	価格(税別)
CTHD207R	フリー	トリア CS	2/箱	¥39,000

- ❖ マグネットロックキー式のミトンです。患者自身を取り外すことが困難です。
- ❖ 水温 95°C以下。塩素系漂白剤不可。低温乾燥機は可。




BCF4400
MG ボタン 2 個



BCF4450
MG キー 1 個

ミトン マグネットボタン仕様 CTHD207



カタログ番号	サイズ	材質	入数	価格(税別)
CTHD207	フリー	トリア CS	2/箱	¥24,000

- ❖ マグネットロックキー式のミトンです。患者自身を取り外すことが困難です。
- ❖ 水温 95°C以下。塩素系漂白剤不可。低温乾燥機は可。




BCF4400
MG ボタン 2 個



BCF4450
MG キー 1 個

ミトン CTSC200/CTSC201



カタログ番号	サイズ	材質	入数	価格(税別)
CTSC200	M: 29×28cm	表側:420g/m ² ヘアメッシュ 内側:ポリエステルフォームパッド	2/箱	¥9,000
CTSC201	L: 32.5×31cm	リング:ナイロン ストラップ:	2/箱	¥11,000

- ❖ 9mm のポリエステル・フォームのパッドが衝撃を吸収します。
- ❖ 表側はメッシュ構造で通気性を良くしています。マジックテープで固定します。

<https://www.neo-firm.co.jp>

- ※ 製品仕様およびデザインは、改良などのため予告なく変更することがあります。
- ※ 変更により、本カタログに掲載の写真と実際の商品と多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
- ※ 本カタログの記載内容および商品価格は平成 26 年 7 月現在のものです。今後経済状況の変動により変わることがありますので、予めご了承ください。

Ver.6.0.0

輸入総発売元:

Neo-Firm

株式会社ネオファーム

〒651-1413

兵庫県西宮市北六甲台 3-10-4

TEL 078-904-2311 FAX 078-904-2312

お問い合わせ先