



# ミニシャワー



## 衛生システム

寝たきりでもベッド上で

洗髪・全身シャワーが可能



**Neo-Firm**

# 商品情報

ORコードが有るものはYouTubeで動画配信しておりますので、詳しくはそちらをご覧ください

## キット

	品番	品名・詳細	税抜価格	税込価格
	00.01	<b>ミニシャワー衛生システム キット1</b> 【構成】 ✦ 01.01 ミニシャワー 泡石鹸ディスペンサー ✦ 02.01 ミニシャワー 携帯超微細水噴霧器	¥53,000	¥58,300
	00.02	<b>ミニシャワー衛生システム キット2</b> 【構成】 ✦ 01.01 ミニシャワー 泡石鹸ディスペンサー ✦ 02.01 ミニシャワー 携帯超微細水噴霧器 ✦ 03.01 ミニシャワー 吸水アンダーパッド	¥70,000	¥77,000

## パーツ

	品番	品名・詳細	税抜価格	税込価格
 	01.01	<b>ミニシャワー 泡石鹸ディスペンサー</b> ✦ 容量 0.35L のネジ式脱着タンク ✦ 1.5V 単 4 アルカリ電池 4 本 (別売) 電池寿命は 4 ヶ月以上 ✦ 市販の液体石鹸を使用可能 ✦ 2つのモード： センサーに手をかざして単回注液 トリガーを押して連続注液	¥27,000	¥29,700
 	02.01	<b>ミニシャワー 携帯超微細噴霧器</b> ✦ 噴霧量を調整する回転ノズル ✦ 押しボタン式スイッチ 「ON/OFF」「スタート/ストップ」 ✦ 3.7V 強力ウォーターポンプで駆動 ✦ 1.5L タンクに 40℃以下の温水を貯留して噴霧 ✦ 水量確認用窓付きタンク ✦ 吸引チューブ付きフィルター1 個 ✦ 充電式バッテリー フル充電で4時間以上使用可 ✦ バッテリー充電ポートはソフトシリコンカバーで保護 ✦ Micro USB(USB A-Micro B)ケーブル付属 (バッテリー充電用)	¥27,000	¥29,700
 	03.01	<b>ミニシャワー 吸水アンダーパッド</b> ✦ サイズ 90x200cm ✦ 防水加工でマットレスや寝具を保護 ✦ 吸性が高く 6 リットル以上を吸収 ✦ 肌に優しい非常に柔らかい生地 ✦ 洗濯表示に従って、300 回まで洗濯可能	¥17,000	¥18,700

# 商品情報

## アクセサリー

アクセサリー				
	品番	品名・詳細	税抜価格	税込価格
	05.01	<b>洗髪槽</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 50x60cm の吸気注入洗髪槽</li> <li>❖ 被介護者、介護者双方に快適</li> <li>❖ 介護者のタスクを簡素化が容易</li> <li>❖ 寝たきりの人の洗髪に最適</li> <li>❖ 空気圧が調整可能な吸気注入フロア</li> </ul>	¥10,000	¥11,000
	06.01	<b>ベッドパン</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 人間工学に基づいた白い軽重量プラスチック製</li> <li>❖ 陰部/性器/会陰/肛門の洗浄に最適</li> <li>❖ ベッドでシャワーをしている時、周囲・被介護者に最大限の快適さを提供</li> <li>❖ 市場最小サイズに設計</li> <li>❖ お尻の下での着脱が簡単</li> </ul>	¥5,000	¥5,500
	07.01	<b>タオル 11 枚セット</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 30x30cm 青ミニタオル 5 枚 (綿 380g/m<sup>2</sup>) 目、耳、顔、鼻、ハソ、生殖器部分の乾燥および洗髪中の被介護者の目の保護に使用 (ユーザーマニュアルを参照)</li> <li>❖ 30x50cm 白タオル 1 枚 (綿 450g/m<sup>2</sup>) 陰部、性器、陰部および肛門部の皮膚乾燥に使用 (ユーザーマニュアルを参照)</li> <li>❖ 50x100cm 青タオル 3 枚 (綿 450g/m<sup>2</sup>) 髪乾燥および脚の乾燥と湿気部との隔離に使用 (ユーザーマニュアルを参照)</li> <li>❖ 70x140cm 青タオル 2 枚 (綿 450g/m<sup>2</sup>) 身体を覆い寒さを避け、プライバシー保護、腕、胸、腹部、背中および臀部を乾燥 (ユーザーマニュアルを参照)</li> </ul>	¥19,000	¥20,900
	08.01	<b>洗濯機用メッシュバッグ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ サイズ：60x90cm</li> <li>❖ 他の衣類と分離して洗濯する目的で使用</li> <li>❖ 吸水アンダーパッドとタオルの耐久性へ高効果</li> <li>❖ 口を締める引き紐付き</li> </ul>	¥4,700	¥5,170

YouTube で動画配信しております



体位変換の方法 (側臥位)

- ※ 製品仕様およびデザインは、改良などのため予告なく変更することがあります。
- ※ 変更により、本カタログに掲載の写真と実際の商品と多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
- ※ 本カタログに記載内容および商品価格は 2023 年 6 月現在のものです。今後経済状況の変動により変わることがありますので、予めご了承ください。

# ミニシャワー衛生システム

ベッドに寝たままで洗髪・全身シャワーが少量の石鹸と少量の水で行えます  
簡易で経済的で衛生的で極少廃棄物で環境に配慮した新しいシステムです  
本システムは介護者の作業の労力と疲労の軽減をもたらします  
被介護者には快適さと衛生を提供します

映像によるご視聴はQRコードを読み取って  
YouTubeでご覧いただけます

髪シャワー



全身シャワー



腕シャワー



脚シャワー



## ミニシャワー衛生システムには多くのメリットがあります

- ❖ 本システムにより介護者は快適・簡単・迅速な方法で被介護者に洗髪・全身シャワーを提供することができます
- ❖ 本システムの常に清潔で超微細なミストは、血液循環を刺激し、回復期の人がリラックスするのを助け、体を湿らせて水分補給し乾燥肌によるかゆみを軽減し、マイナスイオンを生成し精神面にも非常に有益です
- ❖ 本システムは、より環境に優しく、より持続可能で、寝たきりの人ひとりに全身シャワーをするのに使用する水は 1.5L 未満です
- ❖ 髪は 0.5L 未満の水で洗うことができ、注液する泡石鹸も微量で済みます
- ❖ 寝たきりの人に費やすシャワー時間を 15 分未満に短縮し本格的なシャワーを提供します
- ❖ 介護者ひとりでも簡単に使用できます
- ❖ スポンジなどの道具を使わないので被介護者の皮膚をこすったり損傷したりしません
- ❖ スポンジなどを使用しないので汚れや細菌が皮膚から別の皮膚に移動したり分散されたりせず相互汚染を回避できます
- ❖ 皮膚を清潔にし、細菌や悪臭を取り除き感染症や病気を防ぎます
- ❖ 微生物・老廃物や死んだ皮膚細胞・体の分泌物・排泄物を排除します
- ❖ 最小限の量の泡石鹸で皮膚や毛根から余分な油を取り除きより効果的な洗浄と衛生をもたらします
- ❖ 噴霧されたシャワーは回復期の人には気分を快適にし、介護者には作業を快適にします
- ❖ 介護者は面倒な準備や作業から解放されます
- ❖ 大きな吸水ベッドパッドを使うことでおむつを使ったり、ベッドの汚れを防止したりするための多くの準備は必要ありません。ベッドパッドは最大 6.3L の吸水が可能です
- ❖ アクセサリーも豊富で、洗髪で使用する洗髪槽、恥部・肛門をシャワーするとき使用するベッドパン、シャワー後の水分乾燥に使用するタオルセット、洗濯ネットを用意しています

輸入発売元：

**Neo-Firm**

株式会社ネオファーム

〒651-1413 兵庫県西宮市北六甲台 3-10-4

TEL：078-904-2311 FAX：078-904-2312

Email：info@neo-firm.co.jp

Web：https://www.neo-firm.co.jp



Made in Barcelona